


Haier

TOP LINE - 性能测试报告



☒ - T1 ☒ - T2 ☒ - T3 ☒ - T4 ☒ - T5 ☒ - T6 ☒ - T7 ☒ - T8 ☒ - T9
☒ - T10 ☒ - H1 ☒ - H2 ☒ - Power

产品条码:
BE03LR00N00QJM7HZSKG
产品型号:
HYC-940
供电电源:
220V / 50Hz
开测时间:
2021-07-17 15:10:54
结果:
合格

出厂检验报告

产品型号及条码: HYC- 940/BE03LR00N00QJM7HZSKG

一、外观检查		
检验项目	检验内容	检验确认
整机外观	箱体	☒ 正常 ☐ 异常
	门体	☒ 正常 ☐ 异常
	机舱护罩	☒ 正常 ☐ 异常
附件	说明书	☒ 正常 ☐ 异常
	包装附件	☒ 正常 ☐ 异常
二、主关件运行检查		
检验项目	检验内容	检验确认
系统主关件	压缩机	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用
电控主关件	电脑板	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用
	温控器	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用
	蒸发风机	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用
	冷凝风机	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用
三、功能运行检查		
检验项目	检验内容	检验确认
功能部件	电池	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用
	按键及报警	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用
	远程报警	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用
	断电报警	☒ 正常 ☐ 异常 ☐ 不适用
	USB输出	☐ 正常 ☐ 异常 ☒ 不适用
	记录仪	☐ 正常 ☐ 异常 ☒ 不适用
	R232/485	☐ 正常 ☐ 异常 ☒ 不适用
	打印机	☐ 正常 ☐ 异常 ☒ 不适用
	电磁锁	☐ 正常 ☐ 异常 ☒ 不适用
四、电气和性能检测		
检验项目	检验内容	检验确认
电气检测	电气安全	☒ 合格 ☐ 不合格
性能检测	测试曲线见附页	☒ 合格 ☐ 不合格
综合评定: ☒ 合格 ☐ 不合格 检验员盖章: YL0016		

即装即用

合格证

Certificate of Quality

检验员: YL0016

海尔生物医疗
让生命更美好

注册人、生产企业名称及售后服务单位:

青岛海尔生物医疗股份有限公司

注册人、生产企业住所:

青岛经济技术开发区海尔工业园内

生产地址:

青岛市高新区丰源路 280 号

在线报修地址: <http://service.haier.com>

售后服务热线: 4006 99 2017

网址: www.haierbiomedical.com

说明书修订日期: 2021 年 06 月

版次: 2021 年第 4 版

专用号: 0270501641

厂家代码: V13026




HYC- 940

制造日期: 2021-07-17

Serial Number:

喷粉+灰色

BE03L R00N0 0QJM7 HZSKG



IV Serial Number: BE03L R00N0 0QJM7 HZSKG



III Serial Number: BE03L R00N0 0QJM7 HZSKG



II Serial Number: BE03L R00N0 0QJM7 HZSKG



I Serial Number: BE03L R00N0 0QJM7 HZSKG



(01)06949573523414(11)210717(21)ZSKG

Haier 医用冷藏箱

《医疗器械生产企业许可证》编号: 鲁食药监械生产许20100176号
产品注册证号及产品技术要求号: 鲁械注准20162580408



型号:	HYC-940	气候类型:	N
箱内温度:	2℃-8℃	净重:	227Kg
有效容积:	890L	制冷剂:	R290 90g
额定电压:	220V~	防触电保护类型:	I
额定频率:	50Hz	电源连接条件:	Y
输入功率:	770W	发泡料:	HFO-1233zde
照明灯功率:	9W	制造日期和编号:	见箱体条形码
使用期限:	见说明书	其他内容详见说明书	

住所: 青岛经济技术开发区海尔工业园内
生产地址: 青岛市高新区丰源路280号
顾客服务热线: 4006 99 2017

青岛海尔生物医疗股份有限公司