

中南大学湘雅三医院 GCP 中心药房设备存放情况说明

我院设置了外科楼、科教楼 2 个 GCP 药房，现对 2 个药房冰箱、温度计等设备存放情况进行说明，具体如下表所示，后续如有变动再进行说明。

序号	地址	冰箱型号	冰箱序列号	储存条件	放置温度计型号	温度计编号
1	外科楼一楼	NA(阴凉库)	NA	10℃-25℃	HL-512T	12092094
2	外科楼一楼	FYL-YS-100L	FYL-21-132916	15℃-25℃	RCW-3604G-THE-CN	00831421869478965675
3	科教楼七楼	HYC-950L	BE03L D00N0 0QJL8 HZCDP	10℃-30℃	RT-GT11	20102110
4	科教楼七楼	HYC-940	BE03L R00N0 0QJL7 GPY3E	2℃-8℃	RT-GT11 PRO	20102116
5	科教楼七楼	HYC-940	BE03L R00N0 0QJL7 GJVDI	2℃-8℃	RT-GT11	20102109
6	科教楼七楼	RK-50LY-304	0104851912230009	15℃-25℃	RT-GT11 PRO	20110412
7	科教楼七楼	FYL-YS-100L	FYL-21-132607	15℃-25℃	RCW-3604G-THE-CN	13006248015181375433

中南大学湘雅三医院药物临床试验机构

2021 年 3 月 5 日

贾芳 曾峰
2021.3.5 2021.3.5